



MADE IN ITALY

# INFUSION

TUTTO IL POTERE DEI MINERALI, DELLA LUCE E DELLE ONDE  
PER LA PRIMA VOLTA INSIEME

[www.cubeproject.it](http://www.cubeproject.it)

# INFUSION

UN METODO DI **ULTIMA  
GENERAZIONE** CHE CONIUGA  
**4 DIVERSE TECNOLOGIE**  
IN UN'UNICA MACCHINA:

**Mineral Abrasion**, per una preparazione e riattivazione del tessuto; **Virtual Mesotherapy** per veicolare in profondità i principi attivi utilizzati; **Thermofrequency**, che unisce **infrarossi** e **radiofrequenza** per un effetto sigillante degli attivi all'interno dei tessuti grazie a un'azione termica, irradiata contemporaneamente nei tessuti profondi e superficiali.

**Infusion** riduce rughe e rilassamento cutaneo, per un meraviglioso effetto **face sculpt**. La stessa azione tonificante è estremamente efficace anche sulle zone del corpo interessate da rilassamento cutaneo, per il trattamento di **cicatrici** e **smagliature** rubine. È inoltre particolarmente efficace per il trattamento della **cellulite fibrosa e molle**.



# MINERAL DERMOABRASION

Attraverso un manipolo con azione delicatamente abrasiva e aspirante, **leviga** e uniforma l'epidermide. La **punta in polvere minerale diamantata** lo rende perfetto per un **effetto detox**, perché abbassa la proprietà dielettrica specifica dello strato corneo, cioè l'isolamento elettrico fisiologico che limiterebbe il successivo passaggio di energie termiche ed elettriche, contribuendo a migliorare fino al **50%** il risultato finale. Inoltre, grazie all'aspirazione prodotta, si genererà iperemia cutanea (lieve arrossamento superficiale) per richiamo del microcircolo superficiale, con conseguente **riossigenazione dei tessuti** e miglior assorbimento dei prodotti.



# VIRTUAL MESOTHERAPY

Uno speciale manipolo passato sulla pelle lavora ad **impulsi** creando un campo elettrico a corrente pulsata, per favorire la **dilatazione dei pori cutanei** e dischiudere la membrana cellulare in numerosi canali ionici (elettropori), permettendo di **veicolare le sostanze** mirate all'ineestetismo da correggere.

Ciò permette di lavorare in **mesoterapia virtuale**: veicolando il prodotto dai 5 ml ai 20 ml in 120 secondi per 10 cm<sup>2</sup> i principi attivi applicati sono resi immediatamente disponibili all'interno della membrana cellulare.

## I VANTAGGI

- COMBINAZIONE DI TRE AZIONI ULTRA-MIRATE
- IMPAREGGIABILE EFFETTO FACE SCULPT
- COMBATTE LA CELLULITE MOLLE E FIBROSA

- STIMOLA IL TURN OVER CELLULARE
- TRATTA I TESSUTI NELLA LORO TOTALITÀ
- VEICOLA I PRINCIPI ATTIVI IN PROFONDITÀ

# THERMOFREQUENCY

Dispositivo a **trasferimento termico endogeno** completo, garantito dall'unione dell'energia tipica degli infrarossi, cioè onde luminose, a quella della radiofrequenza. Garantisce un'azione di trasferimento energetico simultaneo ai tessuti superficiali e profondi, che si produce mediante diatermia, garantendo un importante **effetto antinfiammatorio**. Inoltre, un'aumentata permeabilità cutanea determina un'accresciuta capacità di assorbimento dei principi attivi: questo fenomeno è conosciuto come **termoforesi**. Questa fase del metodo permette di mantenere in sospensione gli attivi veicolati e di stimolare tutte le strutture cutanee sigillando gli effetti ottenuti, per un'**azione mirata e persistente**.



## I PLUS

### + TONIFICA

Si nota immediatamente, anche dopo la singola seduta, una maggiore luminosità della pelle, nonché un globale effetto di ringiovanimento.

### + RIMODELLA

Efficace contro la cellulite. Il richiamo sanguigno si stabilizza notevolmente dopo un ciclo di sedute.

### + VEICOLA

Crea canali ionici o elettropori nella membrana cellulare veicolando nella pelle le sostanze mirate all'inestetismo da correggere.

### + RIGENERA

Permette la rigenerazione cellulare dall'epidermide, stimolando il turn over cellulare

# SCHEDA TECNICA

## POTENZA MASSIMA ASSORBITA

Elettroporatore 1,5 mA/cm<sup>2</sup>  
Termofrequenza da 25 a 75 Watt  
Vacuum max 80 KpA  
In conformità ai valori massimi del DM 206 del 15-10-2015

## TENSIONE ALIMENTAZIONE

220 V ca

## N° USCITE 3

3 Manipoli Viso  
3 Manipoli Corpo

## MATERIALE MANIPOLI

Titanio medicale

## MATERIALE MANIPOLI DERMOABRASION

Polvere minerale diamantata

## DIMENSIONI

30X30X30 cm ca

## PESO

5 kg ca

Dispositivo FULL **MADE IN ITALY**  
conforme al DM 206 del 15-10-2015

Le tecnologie CUBE suggeriscono  
l'utilizzo dei cosmetici

onaví

[www.cubeproject.it](http://www.cubeproject.it)

DISTRIBUITO DA



Via Valprato, 68 | 10155 Torino | Italia  
+39 011.192.142.00 | +39 342.114.53.42  
info@etik.srl | www.etik.srl  
facebook.com/etiksrl Etikofficial

PURA AVANGUARDIA E STILE  
100% MADE IN ITALY.



www.cubeproject.it