



MADE IN ITALY

VACUUM SYSTEM

DIE GANZE KRAFT DES VAKUUMS UND DER ANSAUGUNG

www.cubeproject.it

VACUUM SYSTEM

FUNKTIONSWEISE

Durch einen Saugmechanismus wird die Haut in das Handstück gesaugt, wodurch im behandelten Bereich ein **Vakuum** entsteht. Diese Technik führt zu einer **homogenen Ablösung des Gewebes** an einer genau definierten Stelle, ohne das umliegende Gewebe zu beeinträchtigen:

Durch die Wirkung des Vakuums **wird die Dermis vom darunter liegenden Fett getrennt und angehoben**.

Dies ist selbst bei der stärksten und statischsten Fettschicht, der es an extrazellulärer Flüssigkeit mangelt und die schlecht vaskularisiert ist, sehr effektiv. Durch die Erhöhung der Durchblutung des behandelten Bereichs aufgrund der mechanischen Vasodilatation durch Vacuum System auf arterieller, venöser und lymphatischer Ebene werden das Dermis-Substrat und die Fettdepots revitalisiert und vom Körper wieder nutzbar gemacht.

Vacuum System elastisiert die Haut und die Muskeln und löst durch seine Wirkung **Verklebungen zwischen den Bindegeweben**, von der obersten Hautschicht bis zur tiefsten Ebene. Durch die Verbesserung der Blutzirkulation beschleunigt **Vacuum System** die Beseitigung von Toxinen in der Tiefe und reduziert gleichzeitig sichtbar Schönheitsfehler der Haut. Darüber hinaus **glättet Vacuum System die Haut** und **reduziert** das Auftreten von **Orangenhaut**.

PERFORMANCE

Vacuum System erzeugt einen kontrollierten **Sog** auf das Hautgewebe durch ein Handstück, das direkt auf die zu behandelnden Schönheitsfehler aufgesetzt wird. Der Mechanismus von Vacuum **verbessert die Sauerstoffversorgung des Gewebes durch Reaktivierung der Mikrozirkulation**.

Vacuum System aktiviert einen endermologischen Prozess, der auf die oberflächliche und tiefe Blutzirkulation sowie auf die Innervation von Geweben und Eingeweiden einwirkt und die **Beseitigung von Toxinen und Schönheitsfehlern** im Gewebe sowie die **Drainage von interzellulären Flüssigkeiten** anregt, um Körperformen und -volumen neu zu formen.

Der Bediener folgt mit dem **Handstück** dem venösen und lymphatischen Kreislauf und den **Dermatomeren**, den Hautregionen, die in der Medizin als Leitlinien für die Kartierung der Körperoberfläche dienen.



VORTEILE

- ELASTISIERT DIE HAUT UND DIE MUSKELN
- VERBESSERT DIE DURCHBLUTUNG
- STIMULIERT DIE INNERVATION DES GEWEBES
- HILFT BEI DER BESEITIGUNG VON GIFTSTOFFEN UND UNREINHEITEN
- ENTWÄSSERT DAS GEWEBE UND REDUZIERT DAS FETTVOLUMEN
- FORMT KÖRPERFORMEN UND -VOLUMEN NEU

PLUSPUNKTE

+ ENTWÄSSERT

Dank der fraktionierten Wirkung von ein bis zwei Sekunden ermöglicht es eine oberflächliche und tiefe mechanische Drainage

+ REDUZIERT

Mit der 3 cm tiefen Glocke können auch die tiefsten Fettdepots ohne Beschädigung behandelt werden

+ FORMT

Durch die kontrollierte Ansaugung können Körperformen und -volumen effektiv und ohne Nebenwirkungen neu geformt und stimuliert werden

DATENBLATT

EMISSIONSDATEN

In Übereinstimmung mit den Höchstwerten des DM 206 vom 15.10.2015

ABGABEMODUS

kontinuierlich gepulst durch die Schwingungsfrequenz des Saugkompressorkolbens

MAX. SAUGLEISTUNG

50 Kpa

BETRIEBSSPANNUNG

220 Vac

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME

ca. 60 W

ANZAHL DER AUSGÄNGE 1

mit 3 TITANIUM-Handstücken (klein, mittel, groß)

ABMESSUNGEN

ca. 30 x 30 x 30 cm

GEWICHT

Ca. 6 kg

FULL **MADE IN ITALY**-Gerät

gemäß DM 206 vom 15.10.2015



VERTRIEB DURCH



Via Valprato, 68 | 10155 Turin | Italien +39

011.192.142.00 | +39 342.114.53.42

info@etik.srl | www.etik.srl

 facebook.com/etiksrl  Etikofficial

AVANTGARDE UND STIL PUR,
100% MADE IN ITALY.



www.cubeproject.it