



CUBE

MADE IN ITALY



O3

TUTTA LA PUREZZA IN UN SOFFIO
DI ENERGIA MOLECOLARE



WWW.CUBEPROJECT.IT

3 TIPI DI OZONO AD AZIONE ULTRAMIRATA:

LE PERFORMANCE

O3 sfrutta il potere dell'ozono sui tessuti per un trattamento estetico di alto profilo. Lo ionizzatore di particelle ripulisce l'ossigeno e lo trasforma elettronicamente in **ozono**, la cui carica negativa lega con quella positiva delle **impurità cutanee** eliminandole in profondità, con un **effetto antisettico, antibatterico e disinfiammante**.

L'incontro tra ossigeno e ozono crea una scissione omolitica: grazie al rilascio di una notevole quantità di energia sotto forma di "ossigeno nascente", i tessuti ricevono un **nutrimento antiossidante** che rieduca le cellule a una maggiore produzione di collagene.

MOLECOLA
DI OZONO O³

COME FUNZIONA

L'ozono, veicolato ad **alta pressione**, stimola l'attività del sistema nervoso e facilita l'assorbimento profondo dei principi attivi, restituendo un viso fresco, naturale e rimodellato nei volumi. **O3** restituisce uniformità all'incarnato e lo **illumina**, grazie alla sua azione nutritiva e ristrutturante.

Gli **effetti benefici** dell'ozono lo rendono **indicato** nel trattamento di **pelli ruvide**, infiammate e di inestetismi quali couperose, **acne** rosacea e **atonia** marcata. **O3**, infatti, stimola il **metabolismo cellulare**, rivitalizzando i tessuti in profondità.

Per un risultato ottimale l'ozono può essere veicolato in sinergia con i principi attivi. L'assoluta naturalità dei principi e il basso peso molecolare li rendono altamente assimilabili e **biocompatibili** con tutti i tipi di derma.



I VANTAGGI

- ELIMINA LE IMPURITÀ A FONDO
- COMBATTE GLI INESTETISMI

- MIGLIORA IL MICROCIRCOLO
- DONA UN EFFETTO LIFTING NATURALE

I PLUS

+ **BIOCOMPATIBILE**

Immediatamente riconoscibile dal nostro organismo, è in grado di dissolvere anche la più piccola particella d'impurità

+ **SALUS**

Grazie alla sua azione chelante rimuove tutte le sostanze tossiche e i metalli pesanti trattenuti dal substrato epidermico

+ **RIGENIA**

Una volta assorbito dai tessuti rieduca la respirazione cellulare e ne migliora il microcircolo. Rigenia libera i tessuti dai radicali liberi, grazie alla produzione di ossigeno nascente

SCHEDA TECNICA

ENERGIA EROGATA ALLA SONDA

In conformità con il DM 206 del 15.10.2015

FILTRO MOLECOLARE

interno

TENSIONE ALIMENTAZIONE

220V ca

MASSIMA POTENZA ASSORBITA

60 W ca

N. USCITE

1

CAPACITÀ SERBATOIO PRINCIPI ATTIVI

7 ml

DIMENSIONI

30 x 30 x 30 cm ca

PESO

5 kg ca

Dispositivo FULL **MADE IN ITALY**

conforme al DM 206 del 15-10-2015

Le tecnologie CUBE suggeriscono
l'utilizzo dei cosmetici

onavi

WWW.CUBEPROJECT.IT

DISTRIBUITO DA

etik
BEAUTY FACTORY

VIA VALPRATO 68, 10155 TORINO
INFO 011.192.14.200