



MADE IN ITALY

## LIPO LASER

TUTTA L'ENERGIA IRRADIANTE  
PER RIDURRE L'ADIPE LOCALIZZATO

[www.cubeproject.it](http://www.cubeproject.it)


# LIPO LASER

## LE PERFORMANCE

**Lipo Laser Thermic** è progettato per **ridurre gli accumuli adiposi** localizzati su **addome, braccia, fianchi, cosce e glutei**.

Appartiene alla categoria dei **soft laser** e lavora ad una lunghezza d'onda di 870 nm studiata per intervenire in maniera selettiva sugli adipociti bianchi: sprigiona un raggio monocromatico che grazie all'applicazione dei pad sulle adiposità localizzate stimola il metabolismo degli adipociti.

**Lipo Laser Thermic** è l'unica tecnologia del settore associata a **infrarosso lontano**, il quale presenta lunghezza d'onda di **1200 nm**.



Attraversando la pelle il laser arriva agli strati cellulari più profondi e provoca una fuoriuscita di **acidi grassi e glicerolo** svuotando le cellule stesse e portando così l'organismo ad utilizzare l'energia subito disponibile.


Gli **acidi grassi** e il **glicerolo** verranno trasportati dal sistema linfatico per essere utilizzati in modo del tutto **naturale**.

## COME FUNZIONA

Il risultato è massimizzato anche sul **tessuto adiposo vecchio** e **privo di liquido extracellulare**, resistente anche a diete ed attività fisica.

Inoltre, il calore indotto dall'infrarosso di **Lipo Laser Thermic** favorisce la vascolarizzazione, rendendo la cute più **tonica e compatta**. La forza di questa irradiazione **laser mirata, di 870 nm**, garantisce una **riduzione in centimetri** osservabile già dalla **prima seduta**.

## LIVELLI DI AZIONE



## I VANTAGGI

- DISGREGA GLI ACCUMULI ADIPOSI PIÙ RESISTENTI.
- RIDUZIONE IN CENTIMETRI E TONICITÀ IMMEDIATE.
- RISULTATI GARANTITI DOPO 8 SEDUTE.

- ANCHE SU TESSUTO ADIPOSO PRIVO DI LIQUIDO.
- EFFETTO VASCOLARIZZANTE.
- TESSUTI PIÙ SANI E PIÙ TONICI.

## I PLUS

### + LIPO THERMIC

La termogenia viene diffusa dagli strati profondi verso gli strati più esterni grazie alle placche infrarad, mentre il laser compie la sua azione di lipasi. Stimolando una condizione di iperemia (richiamo di sangue in surplus) dona alla cute elasticità e consistenza rinnovate

### + LIPO DETOX

L'energia applicata stimola il sistema venoso e arterioso aiutando l'organismo a liberarsi dalle tossine in eccesso

### + LIPO DREN

L'energia applicata dall'infrarosso dren sostiene il sistema linfatico e venoso nell'assorbimento e trasporto degli acidi grassi e glicerolo interstiziali, verso le sedi di utilizzo

## SCHEDA TECNICA

### SORGENTE

F.I.R. (Far Infrared Ray)  
Original 1200 nm  
Laser 870 nm

### MATERIALE PIASTRE

Titanio medicale

### POTENZA MASSIMA SULLE PIASTRE

In conformità ai valori massimi del DM 206 del 15.10.2015

### TENSIONE ALIMENTAZIONE

220 V ca

### MAX POTENZA ASSORBITA

75 W ca

### NUMERO USCITE

6 regolabili a coppie

### DIMENSIONI APPARECCHIATURA

cm 30x30x30 ca

### PESO

5 KG ca

Dispositivo FULL **MADE IN ITALY**  
conforme al DM 206 del 15-10-2015

DISTRIBUITO DA



Via Valprato, 68 | 10155 Torino | Italia  
+39 011.192.142.00 | +39 342.114.53.42  
info@etik.srl | www.etik.srl  
f facebook.com/etiksrl i Etikofficial

PURA AVANGUARDIA E STILE  
100% MADE IN ITALY.



www.cubeproject.it